


Grattis till ditt köp av The Bozz Knåda Pro
Underbar nackmassage med infraröd värme
som tränger på djupet.



**Läs hela instruktionen noggrant innan du använder denna produkt.
Vänligen spara denna instruktion för framtida referens**

Avtagbart och
tvättbart tyg
med
dragkedja.
Kulörtvätt
30°C



Strömadapter
13 VDC




Produkt specifikationer:

Modell: The BOZZ KNÅDA Pro
Märkspänning: 220–240 VAC, 50 Hz/60 Hz
Adapter: 13 VDC, 4,0 A
Effekt: 17 W
Nominell tid: 15 min
Batteri: 2200mAh
Storlek: 350 x 255 x 200 mm

Du är välkommen att kontakta servicepersonalen för frågor eller funderingar beträffande produkten.

Service@pocitron.se eller telefon: 0220-516 00



1. Anslut adapter mellan nackmassagen och ett för ändamålet godkänt vägguttag. Strömlampan blinkar under laddning och lyser med fast sken när den är fulladdad. Ladda batteriet i tre timmar före första användningen.
2. Häng nackmassagen över dina axlar, tryck på Powerknappen och håll inne en kort stund.
3. Tryck in programvalsknappen för att välja något av de olika massageprogrammen.
4. Ändra rotationsriktning på massagearmarna i nackmassagen, höger varv eller vänstervarv.
5. Aktivera IR värmen i massagerullarna för att värma upp dina muskler och främja din blodcirkulation.
6. Nackmassagen arbetar i 15 minuter och stängs sedan av automatisk.

Varningar!

Var noga med att följa nedan instruktioner för att undvika skada. Se till att dra ur strömkontakten när produkten inte används. Använd endast nackmassagen i sittande läge. Använd endast produkten för de ändamål som anges i instruktionerna. Håll nätsladden borta från värme. Dra inte i produkten med nätsladden. Låt inte vassa eller våta föremål komma in i kontakten. Nackmassagen får ej användas i fuktiga miljöer eller utsättas för väta. Täck inte över Nackmassagen med filt eller liknande under drift. Om produkten är skadad, sluta använda den omedelbart för att förhindra skada. Använd inte skadade strömkablar eller kontakter. Om något är skadad, kontakta återförsäljaren för utbyte. För att undvika kortslutning eller andra fel på maskinen, plocka inte isär Nackmassagen. Sov inte medan du använder Nackmassagen. Nackmassagen rekommenderas ej av barn under 15 år.