

PRODUKTBESKRIVNING

Förberedelse före användning:
Kontrollera produkten för skador.
Placera fotmassage på ett lagom avstånd
och se till att den är vågrätt placerad.

Användning

Anslut nätadaptern till ett eluttag.
Tryck på strömknappen  Power för att slå på fotmassage.

Tryck på HEATING Värmeeffekten styrs separat;
när den är aktiverad lyser den blå indikatorlampan.
Värm upp dina fötter för att lindra stressen och främja din blodcirkulation.

Tryck på INTENSITY för att välja och justera rätt intensiteten av
massagen. När massagen arbetar kan vi justera
intensiteten därefter (standardnivån är medel).
De olika färgerna visar vilken hårdhet.
Grön färg är lätt, försiktig massage.
Blå färg är medelhård massage.
Röd färg är kraftig massage.

Tryck på FOOT Knådande massage för fötterna.
När den är aktiverad lyser den blå indikatorlampan.

Tryck på LEG Benmassage för knäet.
När den är aktiverad lyser den blå indikatorlampan.

Tryck på REVIVE Knådande massage för knäet.
När den är aktiverad lyser den blå indikatorlampan.

Tryck på REFLEXOLOGY Knådande massage för fötterna.
När den är aktiverad lyser den blå indikatorlampan.

Tryck på strömknappen  för att stänga av fotmassage.

Säkerhet:
Luftkudden töms automatiskt om strömmen slås av.



OBS! Stå ej i fotmassagen.