



Information The Bozz Knåda Pro

Förberedelse före användning:

- Tack för ditt köp av The Bozz Knåda Pro. För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nackmassage, läs nedan noga.
- Om du inte är nöjd med med din nackmassage, tänk på att spara emballaget och var rädd om det.
Om du vill skicka tillbaka nackmassagen enligt våra regler så tänk på att vi vill ha tillbaka produkten med allt den innehöll från början och att emballaget är i så fint skick som möjligt.
- Tejpa inget på kartongen, då den har lås som inte behöver tejp om de är hela d.v.s.
- frågor och retur önskan e-post: info@pocitron.se

Lycka till med din Knåda Pro.

- Slå inte på nackmassagen innan du har lagt den på plats enligt nedan.
- Vi rekommenderar att du har en T-shirt på dig.
- Placera nackmassagen så att massage fingrarna ligger på plats mellan din nacke och de nedre fingrarna ner mellan axlarna.
- Starta nackmassagen genom att hålla in on/off knappen, för mer info läs bruksanvisningen.
- Sätt i armarna i öglorna, dra nackmassagen mot dig om du vill ha hårdare massage släpp efter för försiktigare massage.

**Använd endast nackmassagen två program per dag och aldrig i följd!
Får du ont eller känner obehag, avsluta massagen direkt.**

Läs bruksanvisningen för de olika programvalen och Knåda Pros olika funktioner.